

Back Belt



Soutien du
dos en
position debout



Notre gamme de ceintures dorsales est conçue pour être utilisée avec des dispositifs assis-debout et permet de lever ou d'abaisser les patients en toute sécurité à partir d'un lit, d'une chaise ou des toilettes. Le large support dorsal renforcé permet un entraînement à la marche ou des exercices de mobilisation lorsque la plaque de pied est retirée de l'appareil.

Confort optimal

Nos ceintures dorsales sont toutes conçues pour créer un modèle de mouvement ergonomique. Les sangles de levage peuvent être connectées à différentes longueurs pour s'adapter à la plupart des patients et la partie centrale de la ceinture est dotée d'un rembourrage souple pour un confort optimal. Cette ceinture est recommandée pour les patients dont le tronc est peu stable et qui ont des difficultés à se tenir debout. Un certain contrôle des jambes est nécessaire pour utiliser ce produit.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone: +46 8 665 35 00
Télec.: +46 8 665 35 10
Courriel : info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone : +613.723.6734
Fax : +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone : +31 577 412 171
Fax : +31 577 412 170
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone : +512.476.7199
Fax : +512.476.7190
Courriel : info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Dispositif assis-debout

Ce dispositif a été conçu pour être associé à un dispositif assis-debout et ne doit en aucun cas être utilisé avec une autre solution de levage.

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour abaisser ou relever le patient d'un lit lorsqu'il est en position assise.




Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour abaisser ou lever le patient d'une chaise.



À utiliser pour les exercices de marche et de mobilisation


Idéal pour les exercices de rééducation et d'entraînement à la marche.



Utilisation pour les toilettes


Convient pour abaisser ou relever le patient de et vers les toilettes.

Soins et caractéristiques




Polyester

Durable, à faible frottement, facile à nettoyer, à appliquer et à retirer.



Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur	A	B	C
Polyester/ Attache à boucle			Longueur de la sangle	Longueur de la ceinture thoracique	Hauteur de la ceinture thoracique
25130-S	Small		76 cm / 30 po	88 cm / 35 po	33 cm / 13 po
25130-M	Medium		94 cm / 37 po	88 cm / 35 po	33 cm / 13 po
25130-L	Large		112 cm / 44,1 po	88 cm / 35 po	33 cm / 13 po
25130-XL	Extra Large		132 cm / 52 po	88 cm / 35 po	33 cm / 13 po
Capacité de poids	25130-*	250 kg / 551 lb			

