





Usages multiples
Tailles pour adultes
Ceinture



Le Multi Sling est le harnais idéal pour les exercices de marche et de rééducation. Il convient aux patients ayant une certaine stabilité corporelle et peut être utilisé pour s'habiller et se déshabiller ainsi que pour les déplacements aux toilettes. Il est fabriqué en polyester résistant et est livré avec un assortiment complet d'accessoires pour un soutien et une polyvalence supplémentaires.

Usages multiples

Le harnais Multi Sling est conçu pour servir de support lors des exercices de station debout, de marche et d'équilibre, mais il peut également être utilisé pour s'habiller et se déshabiller, ainsi que pour aller aux toilettes. Il se compose de différentes parties : une ceinture pectorale, un support d'aine et un support d'épaule. Le harnais Multi Sling peut être utilisé avec une suspension à 2, 3 ou 4 points et l'utilisateur doit avoir un usage partiel de ses jambes.

Gamme complète d'accessoires

Le nouveau harnais Multi Sling offre une gamme complète d'accessoires en option qui augmentent ses fonctionnalités. La ceinture thoracique peut être utilisée comme support pendant les exercices de marche et d'équilibre et, lorsqu'elle est combinée à la ceinture abdominale, elle

permet aux patients souffrant de déficiences fonctionnelles (comme les victimes d'un accident vasculaire cérébral) d'utiliser le produit. Pour plus de confort, il est possible d'utiliser le coussin cervical et, pour plus de sécurité, le support d'aine ou une ceinture.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone : +46 8 665 35 00
Télec. : +46 8 665 35 10
Courriel : info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone : +613.723.6734
Fax : +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone : +31 577 412 171
Fax : +31 577 412 170
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone : +512.476.7199
Fax : +512.476.7190
Courriel : info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties No de pièce 21180.*



Coussin de cou

Pour plus de confort et de soutien pour le cou.
No de pièce 25150



Ceinture à la taille ou aux hanches

Ceinture avec Velcro (réf. no. 25145**) ou attache de sécurité (no de pièce 25146***).
Ceinture de hanche no de pièce 25107.



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide.
No de pièce 50866

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



À utiliser pour les exercices de marche et de mobilisation


Idéal pour les exercices de rééducation et d'entraînement à la marche.



À utiliser pour s'habiller ou se déshabiller

Convient aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Soins et caractéristiques




Polyester

Durable, à faible frottement, facile à nettoyer, à appliquer et à retirer.



Composants

No de pièce
25106 Ceinture de poitrine,
25108 Support d'aine,
25109 Support d'épaule




Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette.
Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur	Plage de poids	Plage de taille	A	B	C
Polyester			(Recommandé)	(Min-Max)			
25105-S	Small	S	30 kg - 60 kg / 66,1 lb à 132,3 lb	70 à 86 cm / 27,6 po à 33,9 po	86 cm / 33,9 po	36 cm / 14,2 po	20 cm / 7,9 po
25105-M	Medium	M	55 kg - 90 kg / 121,3 lb à 198,4 lb	86 cm à 104 cm / 33,9 po à 40,9 po	104 cm / 40,9 po	38 cm / 15 po	20 cm / 7,9 po
25105-L	Large	L	85 kg - 120 kg / 187,4 lb - 264,6 lb	104 cm - 122 cm / 40,9 po - 48 po	122 cm / 48 po	40 cm / 15,8 po	20 cm / 7,9 po
25105-XL	Extra Large	XL	120 kg - 150 kg / 264,6 lb - 330,7 lb	122 cm - 140 cm / 48 po - 55,1 po	140 cm / 55,1 po	42 cm / 16,5 po	20 cm / 7,9 po
Poids maximum de l'utilisateur	200 kg / 440,1 lb						



* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)

** Tailles disponibles : 60 cm/23,6 po (25145-60), 70 cm/27,6 po (25145-70), 80 cm/31,5 po (25145-80), 90 cm/35,4 po (25145-90), 110 cm/43,3 po (25145-110), 120 cm/47,3 po (25145-120)

*** Tailles disponibles : 60 cm/23,6 po (25146-60), 70 cm/27,6 po (25146-70), 80 cm/31,5 po (25146-80), 90 cm/35,4 po (25146-90), 100 cm/39,4 po (25146-100), 110 cm/43,3 po (25146-110), 120 cm/47,3 po (25146-120)