

# Limb Sling



Utile  
Confortable  
Sécurisé



Notre harnais est conçu pour aider à soulever, soutenir et positionner confortablement les membres d'un patient (jambes, bras, épaules ou hanches). Ce système facilite les traitements, les interventions chirurgicales, les soins des jambes et des veines, des pieds, des plaies, l'hygiène et bien plus encore.

## Conception confortable

Le matériau facile d'entretien est doux pour la peau et convient aussi bien aux extrémités supérieures qu'inférieures. Sa conception rembourrée est confortable et sa flexibilité lui permet d'épouser la forme du corps et les angles nécessaires au soin des plaies.

sécurité du personnel soignant et d'éviter les blessures du patient et/ou le frottement de la peau. Le harnais peut également être utilisé pour des mouvements manuels, par exemple pour remonter les jambes dans le lit, derrière les épaules de l'utilisateur pour l'aider à se pencher vers l'avant.

## Multifonctionnel

Avec un patient coopératif maîtrisant bien les mouvements du tronc et présentant une bonne endurance, ce harnais peut permettre de faire pivoter le patient, de soulever une épaule pour accéder à la tête, ou de soulever les hanches pour faciliter le pont pelvien. Il est recommandé d'utiliser le harnais avec un lève-personne plafonnier (suspendu) ou un lève-personne au sol afin de promouvoir la

## Sécurité de l'aidant

La sécurité de l'aidant est un problème important dans les installations. L'utilisation du harnais réduit les efforts physiques de l'aidant en diminuant ses mouvements de flexion et d'inclinaison, car il agit comme une extension des bras tout en déplaçant la partie du corps du patient à l'endroit et à la hauteur corrects.



Dispositifs d'aide  
à la marche



Lits médicaux



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert  
convertibles

## Accessoires



### Lève-personnes suspendu

Compatible avec nos lève-personnes de plafond Altair, Roomer S ou HeliQ



### Lève-personnes de sol

Compatible avec la plupart des lève-personnes de sol, y compris le Diana II.

## Levage



### Utiliser pour le soutien

Convient comme support pour une ou deux jambes ou un bras pour des activités telles que le soin des plaies, les pansements et l'hygiène.



### Soutien alternatif


Convient comme support pour les épaules, le bassin et les hanches pour les fonctions liées aux soins.



### Utilisation pour la


**mobilisation** Convient aux exercices de mobilisation dans un lit.

## Entretien



### Matériau

Polyester med lågfrikationskoefficient och mjuk stoppning inuti för ökad komfort.



### Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Testé selon toutes les normes pertinentes, y compris la norme ISO 10535, palans pour le transfert de personnes handicapées.

## Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	A	B	C
25700-M	Taille unique	122 cm / 48 po	17,5 cm / 69 po	33 cm / 13 po

*Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins aux personnes.*