



Compact
Multi fonctionnelle
Châssis Réactif



Le Rebel est une marchette compacte qui est parfaite pour l'utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Le châssis réactif est stable, cependant facile à manœuvrer. Le Rebel possède les poignets ergonomiques qui peuvent être ajustées à l'angle, permettant à l'utilisateur de trouver la position optimale. Avec un système facile à plier, il peut être transporté aisément.

Idéal à l'intérieur ou l'extérieur

À la maison ou bien sur la brèche, Le Rebel est le choix parfait. Avec un châssis réactif combiné avec des roues stable permet au déambulateur de bouger avec aisance sur n'importe quelle surface. Disponible dans une variété de largeur, le Rebel offre une multi fonctionnelle marchette qui peut être utilisée n'importe où. Le modèle renforcé pour les utilisateurs rebusque possède une capacité de poids de 250kg/551lbs.

Système facile à plier

Le Rebel se plie facilement avec un poignet commode construit directement dans le siège et se tient debout indépendant, même en position plier. Avec la grandeur compacte

et le système à plier, c'est l'option parfait pour transporter et voyager. Montrer avec un panier et un dossier*, le Rebel inclut plusieurs accessoires pour les différents besoins de chaque individu.

Poignée ergonomique

Afin d'offrir la meilleure ergonomique, les poignées possèdent une manche stable et confortable qui distribue le poids également. En plus, les poignées du Rebel peuvent être ajustées en angle et hauteur permettant à chaque utilisateur de trouver la position optimale.

*Dossier et panier sont optionnelle dans tous les pays sauf le Canada

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires / caractéristiques




Plateau

Pratique pour reposer des items légers. Capacité de poids 2kg/4.4 lb. Numéro d'article 10651



Grimpeur de trottoir

Agit comme une aide à la marche sur le trottoir et grimper sur les trottoirs. Numéro d'article: 10612



Poignée croisée

Poignée croisée avec un frein à une main. Uniquement pour Rebel 62. Numéro d'article : 70844



Freins ralentisseur

Prévient la marchette de bouger trop vite et permet de contrôler la vitesse de marche de l'utilisateur. Numéro d'article 10624



Trousse de lumière

Éclaire le chemin pendant une marche. Numéro d'article 91091



Fermeture de sécurité

Câble flexible qui protège la marchette de vol. Numéro d'article 91092



Porte-canne

Simplifie le transport d'une canne ou un parapluie. Numéro d'article 10603




Freins à une main

Permet à l'utilisateur de contrôler la fonction des freins avec une main (installé gauche ou droite). Item spécial à commander. Numéro d'article 10652



Trousse de sac

Inclus un petit (capacité de 5kg) et un grand (capacité de 10kg). Numéro d'article 91095 (pour 62cm), 91096



Porte-oxygène

Tiens le tube d'oxygène proprement en place. Numéro d'article 10615



Siège mousse

Technologie de point garde le siège frais en été et chaud en hiver. Numéro d'article 91093



Dossier et panier

Inclus avec la marchette au Canada. Dossier numéro d'article 10621, 10655 (pour 72cm). Panier numéro d'article 10601

Spécifications techniques

	Rebel 67	Rebel 72	Rebel Reinforced 67	Rebel Reinforced 72
Numéro d'article	2234101BR	2244101BR	71321BR	71421BR
Hauteur des poignées (min – max)	68cm - 86cm/ 26.8" - 33.8"	68cm - 86cm/ 26.8" - 33.8"	75cm - 93cm/ 29.5" - 36.6"	75cm - 93cm/ 29.5" - 36.6"
Hauteur du siège	54cm/21.3"	54cm/21.3"	54cm/21.3"	54cm/21.3"
Largeur totale	67cm/26.4"	72cm/28.3"	67cm/26.4"	72cm/28.3"
Longueur totale	75cm/29.5"	75cm/29.5"	75cm/29.5"	75cm/29.5"
Largeur entre les poignais	47cm/18.5"	52cm/20.5"	47cm/18.5"	52cm/20.5"
Distance entre les roues en arrière	52.1cm/20.5"	52.1cm/20.5"	52.1cm/20.5"	52.1cm/20.5"
Grandeur des roues	20cm x 4cm/ 7.9" x 1.6"	20cm x 4cm/ 7.9" x 1.6"	20cm x 4cm/ 7.9" x 1.6"	20cm x 4cm/ 7.9" x 1.6"
Poids du produit	9.5kg/20.9lb	9.7kg/21.4lb	11.6kg/25.6lb	11.8kg/26.0lb
Poids maximal de l'utilisateur	140kg/309lb	140kg/309lb	250kg/551lb	250kg/551lb